

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Tle4 Per Wb, Elisa - Q04727

Numero articolo: CM0022869

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-TLE4 di alta qualità, validato per WB ed ELISA, con reattività crociata con il ratto. Fornito come anticorpo policlonale di coniglio, è adatto per il rilevamento della proteina TLE4 umana negli studi sulla repressione trascrizionale nella segnalazione Wnt e nello sviluppo. - Q04727

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	pAb TLE4 di coniglio
Note/alias	ESG, BCE1, ESG4, GRG4, BCE-1, Grg-4, E(spl), E(spl), TLE4
Specie	Umano
GeneID (umano)	7091
GeneID	7091
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 173-243 di TLE4 umano (NP_001269677)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Ratto
SWISS	Q04727
Peso della proteina	84 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante