

Anticorpo Policlonale Anti-Tlr1 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q15399

Numero articolo: CM0015943



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro TLR1 umano, adatto per WB, IHC-P, IF/ICC ed ELISA. Reagisce con il mouse e il ratto. Ideale per la ricerca sull'immunità innata e sulla risposta infiammatoria.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	TLR1 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	TIL; CD281; rsc786; TIL. LPRS5; TLR1
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	7096
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 30-290 di TLR1 umano (NP_003254.2).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	Q15399
Peso proteico	90kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio