


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Tnf-A Per Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P01375

Numero articolo: CM0016171



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che bersaglia il TNF- α umano, validato per WB, IF-P, IHC-P e ELISA. Reagisce con uomo, topo e ratto. Utile per lo studio dell'infiammazione, l'apoptosi e la regolazione immunitaria.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	TNF- α Rabbit pAb
Note/Alias	DIF; TNFA; TNFSF2; TNLG1F; TNF-alpha; TNF- α
Specie	Uomo
GeneID (uomo)	7124
GeneID	7124
Immunogeno	Peptide sintetico
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P01375
Peso proteico	26 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio