

Anticorpo Monoclonale Anti-Tnf-Alfa Per Wb, If/Icc, Elisa - P06804

Numero articolo: CM0004854

introduzione

mAb TNF-alfa di coniglio (reattivo nel topo)
CamelBio convalidato per WB, IF/ICC, ELISA.
Bersaglia la citochina TNF-alfa da 26 kDa
coinvolta nell'infiammazione, nell'apoptosi e
nella regolazione immunitaria.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	mAb TNF-alfa di coniglio
Annotazioni/Alias	DIF; Tnfa; TNF-a; TNFSF2; Tnlg1f; Tnfsf1a; TNFalpha; TNF-alpha
Specie	Topo
ID Gene (Uomo)	7124
ID Gene	21926
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 80-235 del TNF- α di topo (NP_038721.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Topo
SWISS	P06804
Peso Proteico	26 kDa
Spedizione	Ghiaccio secco / borsa del ghiaccio