


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Tnfrsf11B Per Wb Ed Elisa - 000300

Numero articolo: CM0013401



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio di alta qualità mirato a TNFRSF11B umano (Osteoprotegerina, OPG). Validato per WB ed ELISA, con reattività crociata verso topo e ratto. Ideale per lo studio della differenziazione degli osteoclasti e dell'omeostasi ossea.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	TNFRSF11B Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	OPG; TR1; OCIF; PDB5; TNFRSF11B
Specie	Umano
GeneID	4982
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 22-280 di TNFRSF11B umano (NP_002537.3).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	000300
Peso proteico	46kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio