


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Tnfsf10 Per Wb, Elisa - P50591

Numero articolo: CM0020668



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro TNFSF10, validato per WB ed ELISA. Rileva TNFSF10/TRAIL umano, una citochina chiave nell'induzione dell'apoptosi, adatto per la ricerca e lo sviluppo diagnostico.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	TNFSF10 Rabbit pAb
Note/Alias	TL2; APO2L; CD253; TANCRC; TRAIL; Apo-2L; TNLG6A; TNFSF10
Specie	Umano
GeneID (Umano)	8743
GeneID	8743
Immunogeno	Proteina ricombinante
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	P50591
Peso Proteico	33kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio