


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Tnfsf11 Per Ihc-P, Elisa - O14788

Numero articolo: CM0021571



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro TNFSF11 (RANKL, OPGL) per applicazioni IHC-P ed ELISA; reagisce con campioni umani. Ideale per studi sulla differenziazione degli osteoclasti, regolazione immunitaria e riassorbimento osseo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	TNFSF11 Rabbit pAb
Note/Alias	ODF; OPGL; sOdf; CD254; OPTB2; RANKL; TNLG6B; TRANCE; hRANKL2; TNFSF11
Specie	Umano
GeneID (Umano)	8600
GeneID	8600
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 165-317 di TNFSF11 umano (NP_003692.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	O14788
Peso Proteico	35kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio