


## Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Tom70 Per Wb, Elisa - 094826

Numero articolo: CM0002071



### introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-TOM70 ad alta specificità validato per WB ed ELISA. Riconosce TOM70 umano, murino e di ratto, un recettore dell'importazione mitocondriale e mediatore della risposta antivirale. Ideale per la ricerca sui mitocondri e gli studi sulle infezioni virali.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro                | Valore                                                                                                                        |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome Prodotto            | TOM70 Rabbit mAb                                                                                                              |
| Note/Alias               | Tom70; TOMM70A; TOM70                                                                                                         |
| Specie                   | Umano                                                                                                                         |
| ID Gene (Umano)          | 9868                                                                                                                          |
| ID Gene                  | 9868                                                                                                                          |
| Immunogeno               | Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 245-608 di TOM70 umano (NP_055635.3) |
| Origine                  | Coniglio                                                                                                                      |
| Categoria                | Anticorpi Monoclonali                                                                                                         |
| Applicazione             | WB, ELISA                                                                                                                     |
| Reattività Incrociata    | Umano, Murino, Ratto                                                                                                          |
| SWISS                    | 094826                                                                                                                        |
| Peso Molecolare Proteina | 67kDa                                                                                                                         |
| Spedizione               | Sacchetto di ghiaccio                                                                                                         |