

Anticorpo Policlonale Anti-Tph1 Per Wb, Elisa - P17752

Numero articolo: CM0022031



introduzione

TPH1 Rabbit pAb è un anticorpo policlonale validato per WB ed ELISA, che riconosce TPH1 umano, murino e di ratto. Ideale per la ricerca sulla biosintesi della serotonina e lo sviluppo diagnostico.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	TPH1 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	TPRH; TRPH; TPH1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	7166
GeneID	7166
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 345-444 di TPH1 umano (NP_004170.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P17752
Peso Proteico	51kDa
Spedizione	Sacca refrigerante