

## Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Trac Per Wb Ed Elisa - P01848

Numero articolo: CM0019877



### introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro la regione costante della catena alfa del recettore delle cellule T umano (TRAC). Validato per Western blot ed ELISA, con cross-reattività verso il topo. Adatto per l'immunologia delle cellule T e lo sviluppo di immunodosaggi.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                                                                                      |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome del prodotto   | pAb di coniglio TRAC                                                                                                        |
| Note/Alias          | IMD7; TCRA; TRA@; TRAC                                                                                                      |
| Specie              | Uomo                                                                                                                        |
| GeneID (uomo)       | 6955                                                                                                                        |
| GeneID              | 6955                                                                                                                        |
| Immunogeno          | Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 20-176 del TRAC umano (AAH20840.1) |
| Origine             | Coniglio                                                                                                                    |
| Categoria           | Anticorpi policlonali                                                                                                       |
| Applicazione        | WB, ELISA                                                                                                                   |
| Cross-reattività    | Topo                                                                                                                        |
| SWISS               | P01848                                                                                                                      |
| Peso della proteina | 16 kDa                                                                                                                      |
| Spedizione          | Borsa refrigerante                                                                                                          |