

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Traf3Ip2 Per Wb, If/Icc, Elisa - O43734

Numero articolo: CM0030992



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio di alta qualità contro TRAF3IP2 (ACT1/CIKS), una E3 ubiquitina ligasi essenziale per la segnalazione IL-17 e l'attivazione di NF-kB. Adatto per WB, IF/ICC, ELISA in uomo, topo, ratto.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	TRAF3IP2 Rabbit pAb
Note/Alias	ACT1; CIKS; C6orf2; C6orf4; C6orf5; C6orf6; CANDF8; PSORS13; TRAF3IP2
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	10758
ID gene	10758
Immunogeno	Proteina ricombinante: proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-300 di TRAF3IP2 umano (NP_671733.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	O43734
Peso proteico	65 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio