


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Trafd1 Per Wb, Elisa - O14545

Numero articolo: CM0013168



introduzione

L'anticorpo policlonale coniglio TRAFD1 rileva TRAFD1 umano (FLN29) tramite WB ed ELISA. Il bersaglio è un regolatore negativo delle vie innate immunitarie TLR4/RLH, utile per la ricerca sull'infiammazione e sulla segnalazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Specifica	Dettaglio
Nome Prodotto	TRAFD1 Rabbit pAb
Note/Omonimi	FLN29; TRAFD1
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	10906
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-260 del TRAFD1 umano (NP_006691.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano
SWISS	O14545
Peso Proteico	65kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio