


Anticorpo Policlonale Anti-Transcobalamina-1 (Tcn1) Per Wb, Elisa - P20061

Numero articolo: CM0028443



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità specifico per Transcobalamina-1 umana (TCN1/Haptocorrin). Validato per WB e ELISA, con reattività crociata verso topo e ratto. Ideale per studi sul trasporto della vitamina B12 e la protezione gastrointestinale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	TCN1 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	HC, TC1, TCI, TC-1, TCN1
Specie	Uomo
ID genico (Uomo)	6947
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 24-280 di TCN1 umana (NP_001053.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
Accessione SWISS	P20061
Peso proteico	48kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio