


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Transchetolasi (Tkt) Per Wb, Ihc-P, Elisa - P29401

Numero articolo: CM0030874



introduzione

CamelBio offre un anticorpo policlonale coniglio contro la Transchetolasi (TKT) umana, validato per WB, IHC-P ed ELISA con reattività crociata verso topo e ratto. Ideale per lo studio della via dei pentoso fosfati e dei disturbi metabolici.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifiche
Nome prodotto	TKT Coniglio pAb
Note/Alias	TK; TKT1; SDDHD; HEL107; HEL-S-48; TKT
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	7086
Gene ID	7086
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 1-280 della TKT umana (NP_001128527.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P29401
Peso proteico	68kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio