

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Trap1 Per Wb Ed Elisa - Q12931

Numero articolo: CM0011147



introduzione

Questo anticorpo monoclonale di coniglio riconosce specificamente la TRAP1 umana (HSP75), validato per WB ed ELISA. Reagisce con campioni umani e murini, risultando adatto per studi sui chaperoni mitocondriali e sulla ricerca oncologica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	TRAP1 Rabbit mAb
Note/alias	HSP75, HSP 75, HSP90L, TRAP-1, TRAP1
Specie	Umana
GeneID	10131
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-100 della TRAP1 umana (Q12931)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo
SWISS	Q12931
Peso della proteina	80 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante