

Anticorpo Policlonale Anti-Trim29 Per Wb, Elisa - Q14134

Numero articolo: CM0028330



introduzione

Questo anticorpo policlonale bersaglia TRIM29 (ATDC) umano, un regolatore chiave dell'immunità innata, validato per Western blot e ELISA. Reagisce con campioni umani e murini, supportando la ricerca sulle risposte a infezioni virali e batteriche.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	TRIM29 Rabbit pAb
Note/Alias	ATDC; TRIM29
Specie	Uomo
GeneID	23650
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 309-588 di TRIM29 umano (NP_036233.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Uomo, Topo
SWISS	Q14134
Peso Proteico	66kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio