

Anticorpo Policlonale Anti-Trim59 Per Wb, Elisa - Q8Iwr1

Numero articolo: CM0013000

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che bersaglia TRIM59 umano (TSBF1/RNF104), validato per WB e ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Ideale per lo studio dell'ubiquitinazione associata all'ER, dell'immunità innata e delle vie di autofagia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	TRIM59 Rabbit pAb
Annotazioni / Alias	MRF1; TSBF1; IFT80L; RNF104; TRIM57; TRIM59
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	286827
GeneID	286827
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-330 di TRIM59 umano (NP_775107.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q8IWR1
Peso Proteico	47kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio