

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Trk Fused Gene (Tfg) Per Wb, Elisa - Q92734

Numero articolo: CM0003090



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio che si lega al TFG umano (TRK-fused gene). Validato per WB ed ELISA con reattività crociata a umano e topo. Adatto per lo studio della dinamica del RE e del traffico del cargo secretorio.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	TRK fused gene (TFG) Rabbit mAb
Osservazioni/Alias	TF6; HMSNP; SPG57; TRKT3; TRK fused gene (TFG)
Specie	Umano
GeneID (Umano)	10342
GeneID	10342
Immunogeno	Peptide sintetico
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo
SWISS	Q92734
Peso proteico	43kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio