


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Trkb Per Wb, Elisa - Q16620

Numero articolo: CM0016874



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio TrkB di alta qualità per applicazioni Western Blot (WB) ed ELISA. Reagisce con TrkB umano e murino (Q16620). Mirare al recettore del fattore di crescita BDNF/NT-3. Strumento affidabile per la ricerca sulle neuroscienze e sulla segnalazione neurotrofica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	TrkB Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	OBHD; TRKB; DEE58; trk-B; EIEE58; GP145-TrkB; TrkB
Specie	Umano
GeneID (umano)	4915
GeneID	4915
Immunogeno	Proteina ricombinante
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Umano, Mouse
SWISS	Q16620
Peso proteico	92kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio