

Anticorpo Monoclonale Anti-Troy/Tnfrsf19 Di Coniglio Per Wb Ed Elisa - Q9Ns68

Numero articolo: CM0002139

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio Anti-TROY/TNFRSF19 validato per Western blot ed ELISA. Reagisce con la proteina TROY umana, di topo e di ratto (~46 kDa). Ideale per la ricerca sull'apoptosi e sulla segnalazione di NF-kappa-B.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	mAb di Coniglio Anti-TROY/TNFRSF19
Note/Alias	TAJ; TROY; TRADE; TAJ-alfa; TROY/TNFRSF19
Specie	Umana
ID Gene (Umano)	55504
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 100-200 di TROY/TNFRSF19 umano (Q9NS68)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umana, Topo, Ratto
SWISS	Q9NS68
Peso Proteico	46kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio