


Anticorpo Monoclonale Anti-Trpm4 Per Wb Ed Elisa - Q8Td43

Numero articolo: CM0008700



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro il TRPM4 umano, validato per Western blot ed ELISA. Adatto per lo studio della funzione del canale cationico attivato dal calcio nella ricerca cardiovascolare, neuronale e immunologica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	TRPM4 Rabbit mAb
Note/Alias	EKVP6; LTrpC4; PFHB1B; TRPM4B; hTRPM4
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	54795
ID Gene	54795
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1097-1214 del TRPM4 umano (NP_060106.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	Q8TD43
Peso Proteico	134kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio