


Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Tslp Per Wb, Ihc, If, Elisa - Q969D9

Numero articolo: CM0007391



introduzione

Anticorpo monoclonale ricombinante di coniglio TSLP (SWISS: Q969D9) per WB, IHC, IF, ELISA. Cross-reattività con umano e topo. Ideale per la ricerca sulla maturazione delle cellule dendritiche e l'inflammation allergica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	TSLP Rabbit mAb
Note/Alias	TSLP
Specie	Umano
GeneID (Umano)	85480
GeneID	85480
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 29-159 del TSLP umano (NP_149024.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Cross Reattività	Umano, Mouse
SWISS	Q969D9
Peso Proteico	18kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio