


Anticorpo Policlonale Anti-Tsnax Coniglio Per Wb, Elisa - Q99598

Numero articolo: CM0016324



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro TSNA X umano (TRAX, C3PO), validato per Western blot ed ELISA. Reagisce in modo incrociato con topo e ratto. Supporta studi sul complesso di silenziamento dell'RNA e sulla spermatogenesi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	TSNAX Rabbit pAb
Note/Alias	C3PO; TRAX; TSNAX
Specie	Umano
GeneID	7257
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-290 di TSNAX umano (NP_005990.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q99598
Peso Proteico	33kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio