


Anticorpo Policlonale Anti-Ttc5 Per Wb, Elisa - Q8N0Z6

Numero articolo: CM0014097



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro TTC5 umano (Strap), validato per Western blot ed ELISA. Reagisce crociatamente con campioni umani, murini e di ratto. Ideale per studi sulla regolazione della cromatina e sulla riparazione del DNA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	TTC5 Rabbit pAb
Note/alias	Strap; NEDCAFD; TTC5
Specie	Umana
GeneID (umano)	91875
GeneID	91875
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-300 di TTC5 umano (NP_612385.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	Q8N0Z6
Peso della proteina	49 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante