

Anti-Ttf1 Anticorpo Policlonale Coniglio Per If/Icc, Elisa - Q15361

Numero articolo: CM0024487

introduzione

Anticorpo policlonale coniglio di alta qualità mirato al TTF1 umano, un fattore di terminazione della trascrizione nucleolare. Validato per IF/ICC ed ELISA. Ideale per studi sulla regolazione della trascrizione rDNA e sulla funzione nucleolare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	TTF1 Coniglio pAb
Note/Alias	TTF-1; TTF-I; TTF1
Specie	Umano
GeneID	7270
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 806-905 del TTF1 umano (NP_031370.2).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Umano
SWISS	Q15361
Peso Proteico	103kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio