

Anticorpo Policlonale Anti-Twist Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q15672

Numero articolo: CM0025904



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro la proteina Twist umana (TWIST1, bHLHa38). Convalidato per WB, IHC-P, ELISA; presenta reazione crociata con topo e ratto. Ideale per la ricerca sulla regolazione della trascrizione, lo sviluppo craniofacciale e la miogenesi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Twist Rabbit pAb
Note/Alias	CRS; CSO; SCS; ACS3; CRS1; BPES2; BPES3; SWCOS; TWIST; bHLHa38; Twist
Specie	Uomo
GeneID (umano)	7291
GeneID	7291
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-100 di Twist (NP_000465.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q15672
Peso proteico	21kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio