

Anti-Tyk2 Coniglio Anticorpo Policlonale Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P29597

Numero articolo: CM0021533



introduzione

TYK2 Coniglio pAb rileva TYK2 umano, murino, ratto tramite Western blot, IHC-P, IF/ICC ed ELISA. Questa chinasi della famiglia JAK da 134 kDa media la segnalazione dell'interferone e delle citochine, essenziale per l'immunità innata e adattativa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	TYK2 Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	JTK1; IMD35; TYK2
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	7297
Gene ID	7297
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1102-1182 del TYK2 umano (NP_003322.3).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	P29597
Peso Proteico	134kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio