

Anticorpo Policlonale Anti-Ube2C Per Wb E Elisa - 000762

Numero articolo: CM0022157



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che targeting UBE2C umano (UbcH10), validato per Western blot e ELISA. Ideale per la ricerca sulla regolazione del ciclo cellulare e sulla via dell'ubiquitina-proteasoma.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	UBE2C pAb coniglio
Osservazioni/Alias	UBCH10; dj447F3.2; UBE2C
Specie	Umano
GeneID (Umano)	11065
GeneID	11065
Immunogeno	Proteina ricombinante
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano
SWISS	O00762
Peso proteico	20kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio