

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Ube2T Per Wb, Elisa - Q9Npd8

Numero articolo: CM0028397



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti UBE2T umano, validato per Western blotting e ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Adatto per ricerche sulla riparazione del DNA e sull'anemia di Fanconi. Peso molecolare: 23 kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	UBE2T Rabbit pAb
Note/Alias	FANCT; PIG50; HSPC150; UBE2T
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	29089
ID gene	29089
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-197 di UBE2T umano (NP_054895.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reazione crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q9NPD8
Peso proteico	23 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio