

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Ube2V2 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q15819

Numero articolo: CM0027473



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro UBE2V2 umano (MMS2/UEV2), validato per WB, IHC-P ed ELISA. Reagisce in modo incrociato con topo e ratto. Ideale per la ricerca sull'ubiquitinazione e sulla riparazione del DNA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	UBE2V2 Anticorpo pAb di Coniglio
Note/Alias	MMS2; UEV2; EDPF1; UEV-2; DDVIT1; EDAF-1; EDPF-1; DDVIT-1; UBE2V2
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	7336
Immunogeno	Proteina ricombinante corrispondente agli amminoacidi 1-145 di UBE2V2 umano (NP_003341.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q15819
Peso Proteico	16kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio