


Anticorpo Monoclonale Anti-Ubiquitina Coniglio Per Wb, Ihc-P, Elisa - P0Cg47

Numero articolo: CM0002531



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio anti-ubiquitina validato per WB, IHC-P, ELISA; reagisce con umano, topo, ratto con ampia cross-reattività prevista. Adatto per studi sulla via ubiquitina-proteasoma e sulla segnalazione cellulare. Fornito tramite la piattaforma one-stop IVD di CamelBio.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	mAb Ubiquitina Coniglio
Note/Alias	HEL-S-50; Ubiquitina
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	7314
ID Gene	7314
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 1-228 dell'ubiquitina umana (AAH46123.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Cross Reattività	Umano, Topo, Ratto, Altro (Ampio Raggio Previsto)
SWISS	P0CG47
Peso Proteico	26kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio