


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Ubiquitina Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P0CG47

Numero articolo: CM0006786



introduzione

Ubiquitina Rabbit mAb (P0CG47) convalidato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Specie: Uomo, Topo. Immunogeno ricombinante. Ideale per lo studio delle catene di poliubiquitina nel proteasoma, nella riparazione del DNA e nella segnalazione cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Ubiquitina Rabbit mAb
Note/Alias	HEL-S-50; Ubiquitina
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	7314
ID gene	7314
Immunogeno	Proteina ricombinante; proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-100 dell'Ubiquitina umana (NP_061828.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo
SWISS	P0CG47
Peso proteico	26 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio