


Anticorpo Policlonale Anti-Ubqln3 Per Wb, If-P, Elisa - Q9H347

Numero articolo: CM0020919



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità mirato a UBQLN3 (Ubiquilina-3). Convalidato per WB, IF-P, ELISA in umano, topo, ratto. Ideale per la ricerca di proteine specifiche del testicolo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	UBQLN3 Rabbit pAb
Note/Alias	TUP-1; UBQLN3
Specie	Umano
ID Gene	50613
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 306-620 di UBQLN3 umano (NP_059509.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9H347
Peso Proteico	71kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio