

## Anticorpo Monoclonale Anti-Ue2B Per Wb, Ihc-P, Elisa - P63146

Numero articolo: CM0002836



### introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro UBE2B (RAD6B) umano, validato per WB, IHC-P, ELISA. Reagisce in modo crociato con uomo, topo e ratto. Ideale per la ricerca sulla via dell'ubiquitina e sulla riparazione del DNA.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                                                                                       |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome prodotto       | UBE2B Rabbit mAb                                                                                                             |
| Note/Alias          | HR6B, UBC2, HHR6B, RAD6B, E2-17kDa                                                                                           |
| Specie              | Uomo                                                                                                                         |
| ID gene (Uomo)      | 7320                                                                                                                         |
| Immunogeno          | Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 53 e 152 della proteina UBE2B umana (P63146) |
| Origine             | Coniglio                                                                                                                     |
| Categoria           | Anticorpi monoclonali                                                                                                        |
| Applicazione        | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                             |
| Reattività crociata | Uomo, Topo, Ratto                                                                                                            |
| SWISS               | P63146                                                                                                                       |
| Peso proteico       | 17kDa                                                                                                                        |
| Spedizione          | Sacco di ghiaccio                                                                                                            |