


Anticorpo Policlonale Anti-Ufm1 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P61960

Numero articolo: CM0021867



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che si lega all'UFM1 umano, validato in WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagisce con umano, topo, ratto. Utilizzato per la ricerca sulla ufmylation, la biologia dei ribosomi e lo stress del RE.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	UFM1 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	HLD14; BM-002; C13orf20; UFM1
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	51569
Gene ID	51569
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 1-63 dell'UFM1 umano (NP_057701.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P61960
Peso proteico	9kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio