

## Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Uggt1 Per Wb, Elisa - Q9Nyu2

Numero articolo: CM0028176

### introduzione

Anticorpo Policlonale di Coniglio Anti-UGGT1 di alta qualità validato per WB ed ELISA. Rileva UGGT1 (177 kDa) umano, di topo e ratto, un sensore di ripiegamento delle glicoproteine del RE. Ideale per la ricerca sullo stress del RE e sul controllo di qualità delle proteine.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro             | Valore                                                                                                                           |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome Prodotto         | UGGT1 Rabbit pAb                                                                                                                 |
| Note/Alias            | UGT1; HUGT1; UGCGL1; UGGT1                                                                                                       |
| Specie                | Umano                                                                                                                            |
| ID Gene (Umano)       | 56886                                                                                                                            |
| Immunogeno            | Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1456-1555 di UGGT1 umano (NP_064505.1). |
| Sorgente              | Coniglio                                                                                                                         |
| Categoria             | Anticorpi Policlonali                                                                                                            |
| Applicazione          | WB, ELISA                                                                                                                        |
| Reattività Incrociata | Umano, Topo, Ratto                                                                                                               |
| SWISS                 | Q9NYU2                                                                                                                           |
| Peso Proteico         | 177kDa                                                                                                                           |
| Spedizione            | Borsa del ghiaccio                                                                                                               |