

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Uimc1 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q96RL1

Numero articolo: CM0028450



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che riconosce UIMC1 (RAP80) umano, validato per WB, IF/ICC, ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Immunogeno: aa 1-150 N-terminale. Adatto per la ricerca sul danno e la riparazione del DNA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	UIMC1 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	RAP80; X2HRIP110; UIMC1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	51720
GeneID	51720
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-150 di UIMC1 umano (NP_057374.3).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q96RL1
Peso proteico	80kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio