

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-ULbp2 Per Wb E Elisa - Q9Bzm5

Numero articolo: CM0007019



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro ULBP2 umano (ligando di NKG2D), validato per Western blot e ELISA. Reagisce specificamente con ULBP2 umano, una proteina ancorata GPI da 27 kDa che attiva la citotossicità delle cellule NK. Ideale per la ricerca sul cancro e l'immunologia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	ULBP2 Rabbit mAb
Note/Alias	ULBP2; ALCAN-alfa; N2DL2; NKG2DL2; RAET1H; ligando NKG2D 2
Specie	Umano
GeneID (Umano)	80328
GeneID	80328
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 26-217 di ULBP2 umano (NP_079493.1)
Provenienza	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umana
SWISS	Q9BZM5
Peso proteico	27kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio