

Anticorpo Policlonale Anti-ULK1 Per Wb, If/Icc, Elisa - 075385

Numero articolo: CM0028314



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-ULK1 convalidato per WB, IF/ICC, ELISA in uomo, topo, ratto. Riconosce la chinasi dell'autofagia ULK1 di 113 kDa. Adatto per la ricerca sull'autofagia. UniProt O75385.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Dettagli
Nome prodotto	ULK1 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	ATG1, ATG1A, UNC51, hATG1, Unc51.1, ULK1
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	8408
GeneID	8408
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 350-450 della proteina ULK1 umana (NP_003556.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	O75385
Peso proteico	113 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio