


Anticorpo Policlonale Rabbit Anti-Upf2 Per Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - Q9Hau5

Numero articolo: CM0030644



introduzione

Anticorpo policlonale rabbit contro UPF2, un regolatore chiave della degradazione nonsense-mediated dell'mRNA. Validato per WB, IHC-P, IP, ELISA. Reagisce con esseri umani e topo. Ideale per la ricerca sul NMD.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	UPF2 Rabbit pAb
Note/Alias	HUPF2; RENT2; smg-3; UPF2
Specie	Umana
ID gene (Umano)	26019
ID gene	26019
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1153-1272 della UPF2 umana (NP_542166.1)
Origine	Rabbit
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IP, ELISA
Reattività crociata	Umana, Topo
SWISS	Q9HAU5
Peso proteico	148kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio