

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Upk3A Per Wb, If-P, Elisa - 075631

Numero articolo: CM0013397

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro UPK3A umano (uroplachina-3a). Validato per WB, IF-P, ELISA. Reagisce con umano, topo, ratto. Ideale per studi di differenziazione delle cellule uroteliali.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	UPK3A Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	UP3A; UPK3; UPIII; UPIIIA; UPK3A
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	7380
ID Gene	7380
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 19-207 di UPK3A umano (NP_008884.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	075631
Peso Proteico	31kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio