


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Urocortin-2 (Ucn2) Per Wb Ed Elisa - Q96Rp3

Numero articolo: CM0029950



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio di alta qualità mirato all'UCN2 umano, validato per Western blot ed ELISA. Rileva umano, topo e ratto. PM stimato 12 kDa. Ideale per la ricerca sulla risposta allo stress, cardiovascolare e metabolica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	UCN2 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	UR; SRP; URP; UCNI; UCN-II; UCN2
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	90226
Gene ID	90226
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 20-112 dell'UCN2 umana (NP_149976.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Umano, topo, ratto
SWISS	Q96RP3
Peso proteico	12kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio