


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Usp21 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q9Uk80

Numero articolo: CM0024262



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che mira alla deubiquitinasi USP21 umana, adatto per WB, IF/ICC ed ELISA. Reagisce in modo incrociato con umano, topo e ratto. USP21 regola la deubiquitinazione dell'istone H2A e l'attivazione trascrizionale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	USP21 Rabbit pAb
Note/Alias	USP16; USP23; USP21
Specie	Umano
GeneID	27005
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 di USP21 umano (NP_036607.3).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9UK80
Peso Proteico	63kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio