


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Recettore β 1-Adrenergico Per Wb, Elisa - P08588

Numero articolo: CM0022732



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro il recettore β 1-adrenergico umano (ADRB1), validato per WB ed ELISA con reattività crociata verso topo e ratto. Ideale per la ricerca cardiovascolare e neurologica negli studi sulla segnalazione dei GPCR e sulla funzione cardiaca.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	pAb di coniglio contro il recettore β 1-adrenergico
Note/alias	RHR; B1AR; FNSS2; ADRB1R; BETA1AR; Recettore β 1-adrenergico
Specie	Umano
ID gene (umano)	153
ID gene	153
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 350-450 del recettore β 1-adrenergico umano (NP_000675.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	P08588
Peso della proteina	51 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante