

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Vamp1 Per Wb, Ihc-P, Elisa - P23763

Numero articolo: CM0025503

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità mirato a VAMP1 (sinaptobrevina-1) per applicazioni di Western blot, immunoistochimica ed ELISA. Reagisce con VAMP1 umano, di topo e di ratto (previsto ~13 kDa). Supporta la ricerca sul traffico vescicolare e le neuroscienze.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	VAMP1 Rabbit pAb
Note/Alias	SAX1; SYB1; CMS25; SPAX1; VAMP-1; VAMP1
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	6843
ID Gene	6843
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-96 di VAMP1 umano (NP_954740.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P23763
Peso Proteico	13kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio