


Anticorpo Policlonale Anti-Vbp1 Per Wb, Elisa - P61758

Numero articolo: CM0026710



introduzione

Anticorpo Rabbit pAb VBP1 di alta qualità validato per WB ed ELISA. Mira alla subunità 3 di Prefoldina umana e murina (proteina 1 legante VHL). Adatto per la ricerca sui chaperoni e sul ripiegamento proteico.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Dettagli
Nome Prodotto	VBP1 Rabbit pAb
Note/Alias	PFD3; PFDN3; VBP-1; HIBBJ46; VBP1
Specie	Umana
GeneID (Umano)	7411
GeneID	7411
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 1-197 della proteina VBP1 umana (NP_003363.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umana, Murina
SWISS	P61758
Peso Proteico	23kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio