

Anti-Vcam1 Rabbit Polymab® Per Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P19320 / P29533

Numero articolo: CM0002985



introduzione

VCAM1 Rabbit PolymAb® validato per WB, IF-P, IHC-P, ELISA su umano, topo, ratto. Supporta la ricerca sull'adesione endotelio-leucocitaria e sulle vie di segnalazione infiammatoria. - P19320 / P29533

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	VCAM1 Rabbit PolymAb®
Note/Alias	CD106; INCAM-100
Specie	Umano/Topo
GeneID (Umano)	7412
GeneID	7412/22329
Immunogeno	Peptide Sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli aminoacidi 640-739 del VCAM1 umano (P19320).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P19320/P29533
Peso Proteico	38kDa/71KDa/74KDa/81KDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio