


Anticorpo Policlonale Anti-Vdac1 (Convalidato Kd) Per Wb, Elisa - P21796

Numero articolo: CM0024568



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio convalidato KD che mira a VDAC1 (canale anionico dipendente dal voltaggio 1), adatto per WB ed ELISA con reattività umana, murina e di ratto. Essenziale per studiare il trasporto mitocondriale e l'apoptosi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	[Convalidato KD] VDAC1 Rabbit pAb
Note/Alias	PORIN; VDAC-1; [Convalidato KD] VDAC1
Specie	Umano
GeneID (umano)	7416
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-283 di VDAC1 umano (NP_003365.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P21796
Peso Proteico	31kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio