

Anticorpo Policlonale Anti-Vdac1 / Porina Per Wb, Ihc-P, Elisa - P21796

Numero articolo: CM0020750



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio VDAC1/Porina per Western blot, IHC-P ed ELISA. Rileva VDAC1 umano, di topo e di ratto. Ideale per studiare il trasporto ionico mitocondriale, l'apoptosi e la regolazione del volume cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	VDAC1 / Porina Anticorpo Policlonale di Coniglio (pAb)
Note/Alias	PORIN; VDAC-1; VDAC1 / Porin
Specie	Umano
GeneID (Umano)	7416
GeneID	7416
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-283 di VDAC1 / Porina umana (NP_003365.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P21796
Peso Proteico	31kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio