

Anticorpo Policlonale Anti-Vegfa Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P15692

Numero articolo: CM0018406



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro VEGFA umano, adatto per WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Ideale per la ricerca su angiogenesi e ipossia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	VEGFA Rabbit pAb
Note/Alias	VPF; VEGF; MVCD1; VEGFA
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	7422
GeneID	7422
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 100-200 di VEGFA umano (NP_001165094.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P15692
Peso proteico	27kDa
Spedizione	Sacco ghiacciato